

In the name of Allah, the Most Gracious, the Most Merciful



### Copyright disclaimer

"La faculté" is a website that collects copyrights-free medical documents for non-lucrative use.

Some articles are subject to the author's copyrights.

Our team does not own copyrights for some content we publish.



"La faculté" team tries to get a permission to publish any content; however, we are not able to contact all the authors.

If you are the author or copyrights owner of any kind of content on our website, please contact us on: [facadm16@gmail.com](mailto:facadm16@gmail.com)

All users must know that "La faculté" team cannot be responsible anyway of any violation of the authors' copyrights.

Any lucrative use without permission of the copyrights' owner may expose the user to legal follow-up.





# Réactions de précipitation

# Réactions d'agglutination

**Méthodes immunologiques sans marqueurs**

**Présenté par: Dr CHERGUELAÏNE. K**  
**[Cherg.khaled@gmail.com](mailto:Cherg.khaled@gmail.com)**

## **Plan:**

### **I-Introduction:**

### **II- Rappels sur la réaction antigène-anticorps et ses applications**

### **III- Réactions de précipitation:**

en milieu liquide.

en milieu gélifié.

### **IV. Réactions d'agglutination:**

agglutination directe ou active

agglutination indirecte ou passive


inhibition d'agglutination

### **V- Conclusion:**

# I. Introduction

On regroupe sous le terme de méthode immunochimiques toutes les méthodes se basant sur la mise en évidence du complexe qui se forme lors de la réaction Ag – Ac.


Ces techniques sont utilisées pour détecter et éventuellement quantifier, soit des antigènes, soit des anticorps.



## II. Interaction Ag-Ac (Rappels)

### 1. Caractéristiques

1. La réaction antigène-anticorps est très rapide, de l'ordre de quelques secondes, est réversible (**liaisons non covalentes**) de faible énergie.




La loi d'action de masse est respectée, la constante  $K = k_1/k_2$  permet de définir l'affinité d'un anticorps pour son antigène.

2. Quatre types de forces sont mises en jeu dans la liaison Ag-Ac .Ce sont, de la plus forte à la plus faible :

- 1) **forces électrostatiques ou ioniques.**
- 2) **liaisons hydrogènes.**
- 3) **Liaisons hydrophobes**
- 4) **forces de Van der Waals**

on mesure l'affinité d'un anticorps pour son antigène, par la mesure de la somme des forces attractives et répulsives.


3. la spécificité de la réaction est due à la **complémentarité structurale**.elle est très élevée mais pas absolue  
→ **Réaction croisée**





## II. Interaction Ag-Ac (Rappels)

### 1. Caractéristiques

Si l'antigène est *moléculaire* et *soluble*; les complexes Ag/Ac forment un précipité.




Si l'antigène est *particulaire* ou *cellulaire* (bactéries, hématies, billes de latex ...); les complexes immuns forment un agglutinat.





## II. Interaction Ag-Ac (Rappels)

### 3. Anticorps polyclonaux et monoclonaux



## II. Interaction Ag-Ac (Rappels)

### 3. Facteurs influençant

***PH:*** modifie l'état d'ionisation des groupements de l'antigène et de l'anticorps.

***La température:*** en général  $\uparrow$  de l'affinité avec  $\uparrow$  de la température.

***Les forces ionique:*** diminution des liaisons Ag-Ac avec  $\uparrow$  des forces ioniques.



## II. Interaction Ag-Ac (Rappels)

### 4. Applications

les anticorps sont hautement spécifiques de leur antigène. Avec l'un on peut trouver l'autre.

deux grands types d'applications :

**Détection et dosage de l'Ag**

**Détection et titrage de l'Ac**

# III. Différentes méthodes immunologiques

**Techniques de  
précipitation**

**Techniques  
d'agglutination**



**Techniques  
visibles**

**Techniques  
non visibles**

**Techniques utilisant un marquage**  
(radio-isotopiques, enzymatiques, fluorescents et luminescents)

# III. RÉACTIONS DE PRÉCIPITATION

### III. Techniques de précipitation



Antigène est *moléculaire* et *soluble*;  
les complexes Ag/Ac forment un **précipité**.

**Observation directe des effets  
de la réaction Ag-AC  
(visible à l'œil nu)**

# III. Techniques de précipitation

## 1. Précipitation en milieu liquide:

- Test de l'anneau ( *ring test* )
- Néphélémétrie
- Turbidimétrie

## 2. Précipitation en milieu gélifié

- Immunodiffusion double: Ouchterlony
- Immunodiffusion radial: Mancini
- Électro-immunodiffusion de Laurell
- Electrosynerese
- Immunoélectrophorèse
- Immunofixation

# III. Techniques de précipitation

## Principe de l'Immuno-précipitation:

Réactions d'immuno- précipitation se déroulent en trois étapes :

1. Liaison de l'Ac au déterminant antigéniques
2. Formation d'un réseau par réarrangement des sites de liaison
3. Agrégation des réseaux et formation de précipité visible à l'oeil nu.

## Caractéristiques de l'immuno-précipitation:

Ag: soluble

Ac: précipitine ou Ac polyclonaux

réseaux tridimensionnel (zone d'équivalence)

lecture : - œil nu


- turbidimétrie, néphélémétrie



# III. Techniques de précipitation

## méthode de Heidelberger et Kendall (1929)

### Notion de courbe de précipitation :



La **zone d'équivalence** (est le point où la courbe atteint son maximum) correspond à la formation d'un réseau Ag-Ac

# III. Techniques de précipitation


## 1. En milieu liquide

### 1. Test de l'anneau ( ring test )

C'est un test qualitatif. On introduit dans un tube des antigènes et des anticorps et on laisse reposer. Ils vont lentement diffuser dans le milieu, créant des gradients de concentration. Lorsqu'ils sont à l'**équivalence**, c'est-à-dire qu'il y a autant de paratope que d'épitopes, ils forment des complexes et précipitent.

#### Applications:

Vérification après chaque injection  
d'allo-immunisation chez l'animal  
Pour s'assurer d'en être dans la bonne voie



# III. Techniques de précipitation

## 1. En milieu liquide



### 2. Techniques de néphélémétrie ou de turbidimétrie :

Un rayon laser traverse le tube contenant d'éventuelles précipité Ac/Ag.

La diffraction de la lumière par les précipité Ac/Ag (nephelos = nuage) est mesurée à la sortie.

Plus il y a de précipité Ac/Ag, plus il y aura de signal sur le photomultiplicateur (appareil qui mesure la diffraction).


La mesure, rapide et automatisée, permet un dosage quantitatif. Cette technique permet aussi des mesures d'agglutinats.



# III. Techniques de précipitation

## 1. En milieu liquide

### Photométrie des milieux troubles



$$P_0 = P_a + P_t + P_r$$

$P_0$ : énergie incidente

$P_a$ : énergie absorbée


$P_t$ : énergie transmise

$P_r$ : énergie réfléchie

# III. Techniques de précipitation

## 1. En milieu liquide

### 2. Néphélémétrie Laser



**Avantage:** La consommation de réactif est inférieure à celle de la turbidimétrie


**Application:** doser toutes les protéines dans les liquides biologiques Ig, complément, facteur rhumatoïde, PPS, PPR, PPU.

**Sensibilité:** 0.5g/l

# III. Techniques de précipitation

## 1. En milieu liquide

### 2. NEPHELOMETRIE






# III. Techniques de précipitation

## 1. En milieu liquide

### 3. Turbidimétrie

est le rapport de l'intensité du faisceau directement transmis en éliminant la lumière diffusée dans la même direction.



▪ **Avantage:** réalisé sur un simple spectrophotomètre


▪ **Inconvénient:** concentration relativement élevé de réactif

▪ **Application:** dosage  $\alpha$ 1 microglobuline, CRP, Albumine, transferrine, haptoglobine,  $\beta$ 2 microglobuline, les apoprotéine, LDL-chol, PPS, PPR, PPU.

# III. Techniques de précipitation

## 1. En milieu liquide

### 3. TURBIDIMETRIE



# III. Techniques de précipitation

## 2. En milieu gélifié

- ▶ **Diffusion des réactants dans un milieu gelifié** ➡ **gradient de concentration**
- ▶ **A la zone d'équivalence** ➡ **Formation d'un précipite**

**Diffusion simple**

**Diffusion pulsé par un champ électriques**


# III. Techniques de précipitation

## 2. En milieu gélifié

### CARACTERISTIQUES DES GELS

**Les gels d'Agarose sont issue de l'agar:**

1. Inertes chimiquement.
2. Visqueux à 50°C ce qui permet d'inclure Ag et Ac sans qu'ils soient dénaturés.
3. Solides à 37°C.
4. Transparents, permettant l'observation des précipités.




# III. Techniques de précipitation

## 2. En milieu gélifié

### 4. TEST D'OUCHTERLONY

**Diffusion double**

► **Immunodiffusion double**




**Technique qualitative**

# III. Techniques de précipitation

## 2. En milieu gélifié

### TEST D'OUCHTERLONY






Exemple d'application :  
recherche de la protéine de Bence  
Jones



# III. Techniques de précipitation


## 2. En milieu gélifié

### TEST D'OUCHTERLONY



**Identité totale**

Ag1 et Ag2 présentent  
une identité  
immunochimique totale



**Absence d'identité**

Ag1 et Ag2 ne présentent  
aucune identité  
immunochimique



**Identité partielle**

Ag1 et Ag2 présentent une  
identité immunochimique  
Partielle

# III. Techniques de précipitation

## 2. En milieu gélifié

### 4. TEST D'OUCHTERLONY

Si les solutions d'Ag ou d'Ac sont **complexes**



**Plusieurs arcs** de précipitation

- But:**
- ▶ Analyse **qualitative** des solution d'Ag ou d'Ac
  - ▶ Étude des relations entre différents Ag

# III. Techniques de précipitation

## 2. En milieu gélifié

### 4. TEST D'OUCHTERLONY

#### Exercice

Quatre (04) immuns sérums ont été préparés, puis testés avec deux solutions antigéniques (une IgG $\kappa$  et une chaîne légère  $\kappa$ ). Déterminez dans chaque cas l'immun sérum a été testé :


- Anti-IgG $\kappa$
- Anti-CL $\kappa$
- Anti-IgG $\lambda$
- Anti-Gamma ( $\gamma$ )

Contrôle :  
IgG $\kappa$       Contrôle :  
CL  $\kappa$



• Anti-CL $\kappa$

Contrôle :  
IgG $\kappa$       Contrôle :  
CL  $\kappa$



• Anti-IgG $\lambda$   
• Anti-Gamma ( $\gamma$ )

Contrôle :  
IgG $\kappa$       Contrôle :  
CL  $\kappa$



• Anti-IgG $\kappa$


# III. Techniques de précipitation

## 2. En milieu gélifié

### 5. Technique de Mancini

Diffusion simple

► Immunodiffusion radiale



**Diamètre<sup>2</sup> proportionnel à la [Ag]**

# III. Techniques de précipitation

## 2. En milieu gélifié


### 5. Technique de Mancini

**Principe:** technique d'immunoprécipitation quantitative qui consiste en la diffusion **passive** et **radiale** de la protéine à doser au sein d'un **gel incorporé** d'Immun sérum spécifique de cette protéine et formation de **cercle** de précipitation aux zones d'équivalence.

Le diamètre du cercle est proportionnel à la concentration de la protéine.

L'utilisation d'étalons de concentrations connues permet d'établir une courbe d'étalonnage.

**Application :** Le dosage des protéines  
(ex. faire le profil protéique sérique)




# III. Techniques de précipitation


## 2. En milieu gélifié

### 5. IMMUNODIFFUSION RADIALE SIMPLE (Mancini)



Gel contenant un  
Immun-sérum  
monospécifique



Diffusion et  
précipitation



Apparition d'anneaux de précipitation



**inconvénient** : devoir attendre au moins 18 heures pour que le précipité se forme, de plus la précision de la méthode est faible.

**Sensibilité**: 50mg/l



# III. Techniques de précipitation


## 2. En milieu gélifié

### 6. ELECTRO-IMMUNO-QUANTIFICATION DE LAURELL OU ELECTROPHORESE EN FUSEE (ROCKET)

Diffusion simple



immunoélectrophorèse en fusées



# III. Techniques de précipitation

## 2. En milieu gélifié

### 6. ELECTRO-IMMUNO-QUANTIFICATION DE LAURELL OU ELECTROPHORESE EN FUSEE (ROCKET)

Proche de la technique de Mancini, la diffusion de l'antigène est accélérée par un champ électrique. Le gel est incorporé.

La migration se fait dans une seule direction, et le précipité ressemble à *une fusée* (rocket) ou à une *flamme*.

La hauteur du précipité est proportionnelle à la concentration de l'antigène.

La mesure de cette concentration se fait par extrapolation à partir d'une courbe d'étalonnage.

**Application:** Des **facteurs de la coagulation** sont dosés par cette méthode.

dosage des protéines:

(ex. faire le profil protéique sérique)

Le résultat est accessible en quelques heures.




# III. Techniques de précipitation

## 2. En milieu gélifié


### 6. ELECTROIMMUNOQUANTIFICATION (LAURELL)

Decrite initialement par Laurell en 1966



Gel contenant un  
Immun-sérum  
monospécifique



Diffusion et  
précipitation



Apparition d'obus, pics ou « roquets »




résultat quantitatif est obtenu en 4 heures.

# III. Techniques de précipitation

## 2. En milieu gélifié

### 7. Contre-immunoélectrophorèse ou Electrosynérèse


- **Principe:** technique qualitative d'immunoprécipitation en gel vièrge ou la diffusion de l'Ag et de l'Ac est accélérée par un courant électrique (CE).
- **Support:** gel d'agarose à fort effet d'électro-endosmose (EEE).
- Ag et Ac migrent rapidement à la rencontre l'un de l'autre
- Au niveau des zones d'équivalence, la réaction Ag-Ac conduit à la formation d'un arc de précipitation.



# III. Techniques de précipitation

## 2. En milieu gélifié

### 7. Contre-immunoélectrophorèse ou Electrosynérèse




# III. Techniques de précipitation

## 2. En milieu gélifié

### 7. Contre-immunoélectrophorèse ou Electrosynérèse

#### Applications:

Cette technique a été proposée au début pour la détection de l'Ag associé à l'hépatite B (Ag HBs) ou celle des Ac correspondants (marqueurs de l'hépatite-B), ainsi que pour la mise en évidence d'auto-Ac spécifiques de différents Ag solubles du noyau.



**T+**: témoin positif

**Ag** : mélange d'antigènes nucléaires solubles.

**S1, S2....**: sérums des malades

*recherche d'auto anticorps anti- antigènes nucléaires solubles (SSA, SSB, Sm, RNP...)*

# III. Techniques de précipitation

## 2. En milieu gélifié

### 8. Immunoélectrophorèse

Solutions antigéniques **trop complexes**



Techniques en **deux temps**

- ▶ Electrophorèse: séparation des fractions antigéniques
- ▶ Immunoprécipitation


# III. Techniques de précipitation

## 2. En milieu gélifié


### 8. Immunoélectrophorèse

Cette technique renforce le pouvoir analytique des doubles diffusions en identifiant les constituants d'un mélange par 2 propriétés indépendantes, leur mobilité électrophorétique et leur spécificité antigénique.

deuxieme temps  
spécificité antigénique



Premier temps  
mobilité électrophorétique






# III. Techniques de précipitation

## 2. En milieu gélifié

### 8. Immunoélectrophorèse




# III. Techniques de précipitation


## 2. En milieu gélifié

### 8. Immunoélectrophorèse


Dans un premier temps, les molécules antigéniques sont séparées grâce à leur différence de mobilité dans un champ électrique.



Dans un deuxième temps, lorsque la séparation est jugée suffisante, un antisérum est placé dans une rigole parallèle au sens de migration des Ag.



Ag et Ac diffusent librement dans le gel et donnent des arcs (lignes) de précipitation selon le même principe que l'immunodiffusion d'Ouchterlony..




# III. Techniques de précipitation

## 2. En milieu gélifié

### 8. Immunoélectrophorèse

Cette technique est hautement discriminative et a permis la mise en évidence de plus de 30 molécules antigéniques différentes dans le sérum humain en utilisant comme Ac un sérum animal antisérum humain.



### Applications:

elle se prête à une étude semi-quantitative des concentrations d'Ag et permet l'identification d'un composant monoclonal ( préciser la classe et la sous-classe des Ig monoclonales en cas d'immunoglobulinopathies monoclonales).


### III. Techniques de précipitation

#### 2. En milieu gélifié

## 8. Immunoélectrophorèse

L'immunoélectrophorèse du sérum d'un patient ayant une gammapathie monoclonale (présence d'une immunoglobuline monoclonale) donne les résultats suivants, interprétez ces résultats

**Exercice:**



Présence d'une immunoglobuline monoclonale d'isotype IgGκ avec un déficit en IgA et IgM (extinction clonale)

### III. Techniques de précipitation

#### 2. En milieu gélifié

## 9. Immunofixation

- **Principe:** technique immunochimique qualitative en deux temps:
  1. séparation électrophorétique.
  2. Immunoprécipitation par des immun-sérums monospécifiques suivit d'une coloration.
- **Application:**


mettre en évidence la nature et de préciser le typage d'une immunoglobuline monoclonale (myélome...) décelés à l'électrophorèse des protéines sériques/urinaires.

Méthode plus sensible et plus rapide que l'immunoélectrophorèse.


# III. Techniques de précipitation

## 2. En milieu gélifié


### 1 er Temps




Electrophorèse



### 2 ème Temps



Immunofixation  
(précipitation, lavages  
et coloration)



## 9. Immunofixation

### III. Techniques de précipitation

#### 2. En milieu gélifié

## 9. Immunofixation




Figure 3a : absence de gammapathie monoclonale





Figure 3b : gammapathie monoclonale de type IgG lambda



### III. Techniques de précipitation

#### 2. En milieu gélifié

## 9. Immunofixation



Composant monoclonal d'isotype IgA à chaînes légères λ


# III. Techniques de précipitation

## 2. En milieu gélifié

Interprétez les immunofixations sériques suivantes :

### 9. Immunofixation


Ig monoclonale IgA k



Biclonal:  
Ig monoclonale IgG k  
Ig monoclonale IgM k

CL k

Ou  
IgD k  
Ou  
IgE k



Biclonal:  
IgG  $\lambda$   
+  
CL k  
Ou  
IgD k  
Ou  
IgE k

### III. Techniques de précipitation

#### 2. En milieu gélifié


## 10. Immunoselection

- **Principe:** variante d'immunoelectrophorese

Cette technique permet la détection de chaînes lourdes libres présentes en faible quantité dans des liquides biologiques.

Les chaînes lourdes libres vont migrer et pourront être identifiées dans un second temps par immunodiffusion en utilisant un immun sérum spécifique

Le gel est incorporé d'anti-chaînes légères Kappa et Lambda en quantité optimale, ces Ac précipiteront les Ig entières sous forme de « rockets » ou obus




### III. Techniques de précipitation

#### 2. En milieu gélifié

## 10. Immunoselection


Anti-G, M, A, K, L.

Gel vierge



Anti-A.

Gel incorporé (Anti-K + Anti-L)




### III. Techniques de précipitation

#### 2. En milieu gélifié

## 10. Immunoselection

Immuno-électrophorèse



### Application:

Recherche de la maladie  
des chaînes lourdes alpha  
le plus souvent  
Rarement gamma ou mu.

Immunoselection →

# Techniques d'immuno-précipitation

**gel vierge**

**gel incorporé**

**Non  
pulsées**

☒ Ouchterlony  
(Immuno-diffusion double)

☒ Mancini  
(Immuno-diffusion radiale)

**En milieu gélifié**

**Pulsées**

☒ Electro-synérèse


☒ Immunoélectrophorèse

☒ Immuno-fixation

☒ Laurell  
(Technique des rockettes)

☒ Immuno-sélection

# Techniques d'immuno-précipitation





# IV. RÉACTIONS D'AGGLUTINATION

## IV. Dréactions d'agglutination

### Les aspects

Tapis


Bouton



Hommogène



Agglutinat




l'antigène est ***particulaire*** ou ***cellulaire*** (bactéries, hématies, billes de latex ...); les complexes immuns forment un **agglutinat**.

**Observation directe des effets de la réaction Ag-AC  
(visible à l'œil nu)**


## A-2:Agglutination:

### *1 – Principe:*

Les réactions d'agglutination mettent en jeu un Ag situé a la surface d'une **particule** de taille comprise entre le dixième et la dizaine de micron (globules rouges, globules blancs, plaquettes, spermatozoïdes, micro-organismes, billes de latex ou de sépharose). C'est un phénomène complexe au cours duquel les Ac s'unissent aux Ag portés par la particule formant ainsi des ponts spécifiques entre ces particules permettant leur réunion en **amas**.




## IV. Dréactions d'agglutination



Réaction  
Positive

Réaction  
Négative



Réaction  
Positive

Réaction  
Négative

## IV. Dréactions d'agglutination

### *Les paramètres de réaction*

- Les **Ac dits agglutinants** (IgM en majorité) sont capables de produire une agglutination des particules en suspension dans un milieu salin de  $[\text{Na Cl}] = 0,15 \text{ M}$ .
- dits **non-agglutinants** sont incapables de provoquer une agglutination dans ces conditions (IgG).
- **Les Ag** : il existe une relation entre l' agglutinabilité et :
  - le nombre de sites antigéniques.
  - leur localisation .

L'agglutination est utilisée comme un *test qualitatif* de la présence d'anticorps dans le sérum sanguin et pour déterminer le groupe sanguin.

## IV. Réactions d'agglutination

### 1. Agglutination active ou directe


#### *1- Agglutination active ou directe ou encore:*

Elle résulte d'une union spécifique entre un **Ac** **agglutinant** et un Ag figuré appartenant en propre à la particule c'est-à-dire l'Ag est naturellement porté par la particule. Elle peut se faire en tubes, en microplaques ou sur lame et peut être qualitatives ou quantitatives.  
(la dernière dilution du serum où l'on observe encore une agglutination).


## IV. Réactions d'agglutination

### 1. Agglutination active ou directe


Antigène directement particulaire ex :  
hématie, bactérie



Ag particulaire



Ac agglutinant



Agglutination ou  
hémagglutination

Exemple d'application :

- Le groupage sanguin
- Sérologies bactériennes (ASLO)
- Test de Coombs direct















## IV. Réactions d'agglutination

### 1. Agglutination active ou directe

#### Exercice


Déterminez les groupes sanguins réalisés par la technique d'héماغglutination active (directe)

	Anti-B	Anti-A	Anti-A+B
Groupe sanguin 1 A			
Groupe sanguin 2 O			
Groupe sanguin 3 B			
Groupe sanguin 4 AB			

## IV. Réactions d'agglutination

### 1. Agglutination active ou directe

### Test de Coombs directe




## IV. Réactions d'agglutination

### 2. Agglutination passive ou indirecte

#### *1- Agglutination indirecte ou passive:*

Elle se produit entre un Ac non agglutinant et un Ag figuré faisant normalement partie intégrante de la particule, en faisant appel à un artifice. De façon générale, on peut obtenir une agglutination avec des Ac non agglutinants.



## 2- Agglutination passive :

Elle est réalisée entre un Ac et un Ag normalement soluble, mais rendu particulaire par adsorption ou fixation grâce à un procédé chimique, sur un support :

**1. Les billes de latex ;** l'Ag est fixe par simple contact (pH 8,2)

**2. Les hématies ;** l'Ag est fixe par simple contact, par traitement à l'acide tannique, par fixation chimique (glutaraldehyde, di-nitro chloro-benzène...) ou par fixation immunologique (cas des Ac dirigés contre des épitopes du GR).

Ac anti-isotype

### PROCEDURE



**1** Shake Test Reagent vigorously and dispense one drop onto test circle.



**2** Add one drop of saline to test circle, ensuring not to mix with Test Reagent.



**3** Using a sterile loop select a portion of the colony to be tested and emulsify in saline drop.



**4** Mix Test Reagent and Suspension.



**5** Rock Reaction Card in a circular motion for up to one minute and observe for agglutination. Repeat procedure with other NSF colonies or Control Latex reagent where appropriate.




**6** On completion of tests, dispose of reaction card safely into disinfectant.

## IV. Réactions d'agglutination

### 2. Agglutination passive ou indirecte

#### Agglutination indirecte ou passive


Antigène est préalablement fixé sur une particule inerte ex : latex, hématie



Exemple d'application :

- Test de Coombs indirect
- Test du latex
- Test de Waaler-Rose


## Test au latex: technique qualitative




Particules de polystyrène  
sensibilisés par des IgG humaines

Sérum du malade  
(FR IgM)

Agglutination



Réaction **positive**




Réaction **négative**



## IV. Réactions d'agglutination

Exemple : test du Waaler-Rose

### 2. Agglutination passive ou indirecte



### La titration

### LES REACTIONS D'AGGLUTINATION INDIRECTE (La titration)

Patient	1/2	1/4	1/8	1/16	1/32	1/64	1/128	1/256	1/512	1/1024	Pos.	Neg.	Titer
1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	64
2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8
3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	512
4	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	<2
5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	32
6	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	128
7	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	32
8	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	4



Réaction  
Positive


Réaction  
Négative

Titre : l'inverse de la plus grande dilution donnant encore une réaction positive

## IV. Réactions d'agglutination

### Test de Coombs indirecte

#### Test de Coombs indirect / Test indirect à l'antiglobuline






## IV. Réactions d'agglutination

### 3. Inhibition d'agglutination passive

Antigène est préalablement fixé sur une particule inerte ex : latex, hématie



Pas  
d'agglutination

Réaction Postitive

Antigène est préalablement fixé sur une particule inerte ex : latex, hématie



Agglutination

Réaction négative

Exemple d'application : test de grossesse.

## Applications d'agglutination passive:

### 2- Réaction d'inhibition d'agglutination (agglutination passive):

test de grossesse, detection de l'hormone gonadotrophine chorionique (HGC) dans l'urine ;  
GR recouverte d'hormone mise en  
contact des Ac anti-HGC et l'urine de la femme suspectee d'etre enceinte. Les [GR-HGC] et  
[Ac anti-HGC] sont optimums pour l'agglutination.

Agglutination	Oui	Non
HGC dans l'urine	Non	Oui
Réaction	Equilibre	Excès d'Ag
	♀ <b>non enceinte</b>	♀ <b>enceinte</b>

## Applications:

- diagnostic des anémies hémolytiques auto-immunes (**coombs direct et indirect**)  
**maladies hemolitiques du nouveau né**
- Détection des facteurs rhumatoïdes : **réaction de latex et Waaler-Rose.**
- Détection des autoanticorps antithyroïdiens : thyroperoxydase, thyroglobuline.
- Diagnostic de la syphilis *treponema pallidum hemagglutination* (TPHA) et *veneral disease research laboratory* (VDRL).

## Sensibilités comparées des techniques :

\* Concentrations minimales d'**Ag détectables** pour 1 Ag de 50 kDa

Tests	Ag mg/ml
Précipitation en milieu gélifié*diffusion double (Ouchterlony)	1-10
Précipitation en milieu gélifié*électrocinérèse	0,3-1
Précipitation en milieu gélifié*immunoélectrophorèse	10
Hémagglutination passive	0,001-0,005

## IV. Conclusion

Il existe de nombreuses techniques permettant de détecter les antigènes ou les anticorps.

Le **choix de la technique** est fonction de différents paramètres :

- la **concentration** de l'antigène ou de l'anticorps ;
- la **forme de l'antigène** (soluble ou particulaire) ;